

Veiledning Covid-19 hurtigtest i hjemmet



Barnehage og småtrinnet



Hjemmetesting

Barnet kan ta testen selv under veiledning.

1. Åpne pakken med testbrikke, pinnen og røret med veske.
2. Testen skal tas i begge nesborene, hele børsten skal inn i nesen. (Ved tørr nese, puss nesen før testen tas.)



3. Roter pinnen langsomt mot innsiden av hvert nesebor i minst 15 sekunder på hver side.
4. Sett pinnen i røret, roter 10 ganger, klem på røret og dra ut pinnen mens du vrir den.



5. Sett på korken med dråpeteller.
6. Påfør 4 dråper i det runde hullet på testbrikken.



7. Les av resultatet etter 15 minutter. Sørg for godt lys, en svak strek skal regnes som positiv.



2 Negativ test



1 Positiv test

Ved negativ test: Barnet kan gå på skole/barnehage som normalt. Du trenger ikke varsle noen om resultatet.

Ved positiv test: Barnet må være hjemme. Varsle kontaktlærer som følger dette opp videre.

**Skann QR kode med mobiltelefon for å se
instruksjonsvideo sammen med barnet.**

